



Prevence srůstů v gynekologii



**Srůsty
v oblasti dělohy,
vejcovodů, vaječníků
a střev**




Hyalobarrier®


GEL | GEL ENDO



Rozdružení srůstů



Aplikace Hyalobarrier gelu



Zhojená tkáň bez srůstů
v místě aplikace gelu

Zkrácená informace o zdravotnickém prostředku

Hyalobarrier gel® je sterilní a vysoce viskózní gel, který se získává kondenzací kyseliny hyaluronové, jedné z hlavních složek lidské pojivové tkáně a epiteliálních a mezoteliálních tkání. Je složen ze 100% čisté hyaluronové kyseliny, bez příměsí jakýchkoliv cizorodých látek. Díky své viskozitě je schopen vynikajícím způsobem přilnout ke tkáňovému povrchu a k břišní stěně. Vytváří tak bariéru proti srůstům, která udržuje přiléhající tkáň od sebe během fáze hojení následující po chirurgickém výkonu. Je proto indikován k prevenci nebo snížení tvorby pooperačních srůstů v oblasti břicha, pánve a dělohy. Gel je zcela odbourán do 4 týdnů po aplikaci cestou přirozeného metabolismu kyseliny hyaluronové.

Uchování:

Nutno uchovávat v chladničce při teplotě 2–8 °C. Nesmí zmraznout!

Přípravek může být skladován při pokojové teplotě po dobu 7 dní.

Výrobce: ANIKA THERAPEUTICS S.r.l.,

Via Ponte della Fabbrica 3/B – 35031 Abano Terme (PD) – ITÁLIE

Hyalobarrier gel®: otevřené chirurgické výkony (laparotomie), operace v děloze (hysteroskopie), porod císařským řezem

Hyalobarrier gel® endo: endoskopické výkony (laparoskopie)



NORDIC
PHARMA

NORDIC Pharma, s.r.o.

Tel.: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz

www.nordicpharma.cz